

Notice d'utilisation

Instructies voor gebruik
Gebrauchsanweisung
Istruzioni d'uso
Instrucciones de uso
Instructões de uso



Hydrovision

FR Solution tout-en-un contenant du hyaluronate

Nettoyage, élimination des dépôts protéiques, désinfection, rinçage, conservation, pose et humidification. Pour lentilles de contact souples.

Recommandée pour les yeux sensibles.

Contient du hyaluronate, qui améliore l'humidification des lentilles et augmente la tolérance du port des lentilles en raison de ses propriétés visco-élastiques. La solution hydrate les lentilles en y retenant l'eau, non seulement après la pose des lentilles, mais aussi tout au long de la journée. Elle favorise ainsi le confort du port de lentilles et diminue l'irritation et la sécheresse oculaires. Les caractéristiques de la cornée et de ses tissus environnants, en termes d'acidité, ont été prises en compte lors du développement de cette solution, ce qui a donné un produit avec les caractéristiques correspondantes. Fabrication stérile.

Composition :

POLYQUATERNIUM 0,00065 %, PHMB 0,00002 %, HYALURONATE, CHLORURE DE SODIUM, EDTA, POLOXAMÈRE, BORAX/ACIDE BORIQUE, EAU PURIFIÉE.

Précautions d'utilisation et mode d'emploi

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de retirer les lentilles de vos yeux ou de leur étui. Séchez-vous les mains avec une serviette propre.
- Ne pas utiliser si le capuchon inviolable a été rompu avant la première utilisation. En dévissant le bouchon du flacon, vous entraîneriez la rupture du capuchon inviolable.
- Immédiatement après avoir retiré vos lentilles, nettoyez-les avec quelques gouttes de solution pour lentilles de contact.
- Nettoyez les lentilles avec précaution en les plaçant dans la paume d'une main et les massant avec l'index de la main opposée pendant 10-15 secondes.
- Rincez les lentilles avec la solution pour lentilles de contact.
- Remplacez votre étui à lentilles avec une solution fraîche pour lentilles de contact.
- Placez les lentilles dans leur étui pour la désinfection et laissez-les dans l'étui pendant au moins 6 heures.
- Retirez les lentilles de leur étui après le cycle de désinfection.
- Rincez les lentilles avec la solution pour lentilles de contact.
- Posez les lentilles sur vos yeux.
- Rincez l'étui à lentilles avec la solution pour lentilles de contact et laissez-le sécher à l'air libre.
- Répétez les étapes de désinfection lorsque les lentilles restent inutilisées dans l'étui pendant plus de 7 jours.
- Ne touchez pas l'embout compte-gouttes du flacon car cela pourrait contaminer la solution.
- Refermez soigneusement le flacon immédiatement après l'utilisation.
- Remplacez fréquemment votre étui à lentilles pour éviter toute infection due à une contamination.

Conditions de conservation

- À utiliser dans les 3 mois après l'ouverture.
- Tenir hors de la portée des enfants (voir figure 1).
- Conserver la solution dans son emballage d'origine.

Mises en garde et contre-indications

- Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients.
- Cassez de petits morceaux de contact en cas d'irritation des yeux ou si vous avez une infection des yeux et consultez un médecin.
- Si l'on vous prescrit un médicament pour les yeux, consultez votre ophtalmologiste ou spécialiste en lentilles de contact ainsi que le médecin avant d'utiliser le médicament.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé (voir figure 2).
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Ne changez pas votre système d'entretien de lentilles de contact sans consulter votre spécialiste en lentilles de contact.
- Remplacez toujours la solution pouvant rester dans l'étui à lentilles par une solution fraîche.
- N'utilisez jamais de l'eau du robinet à la place de cette solution pour lentilles de contact.
- Cessez d'utiliser le produit et informez le fabricant légal et les autorités de santé nationales si vous subissez un problème de santé grave en rapport avec ce dispositif médical.

NL Alles-in-one vloeiost bij hyaluronaat

Reinigen, verwijderen van proteïneaanslag, desinfecteren, spoelen, bewaren, inzetten en bevochtigen. Voor zachte contactlenzen.

Aanbevelen voor gevoelige ogen.

Bevat hyaluronaat, dat vanwege zijn visco-elastische eigenschappen de vochtigheid en verdraagbaarheid van lenzen verbetert. Dankzij "water lock" hydrateert de vloeiost de lenzen niet alleen direct na het inzetten, maar ook tijdens het dragen van lenzen gedurende de dag. Daarmee draagt de vloeiost bij aan het draagcomfort van de lens en worden irritatie en droogheid van het oog verminderd. Tijdens het ontwikkelen van deze vloeiost zijn de karakteristieken van de cornea en het omliggend weefsel meegenomen, wat heeft geresulteerd in een vloeiost die qua zuurgraad goed daarbij aansluit. Steriele fabricage.

Samenstelling:

POLYQUATERNIUM 0,00065 %, PHMB 0,00002 %, HYALURONAAAT, NATRIUM CHLORIDE, EDTA, POLOXAMER, BORAX/BORZUUR, GEZUIVERD WATER.

Voorzorgsmaatregelen en gebruiksinstructies

- Was uw handen zorgvuldig voordat u de lenzen uit uw ogen of de lenshouder neemt. Droog uw handen met een schone handdoek.
- Gebruik de vloeiost niet als de veiligheidsluslating voor het eerste gebruik is gebroken. De veiligheidsluslating breekt bij het losdraaien van de dop van de fles.
- Reinig de lenzen direct na het uitnemen met een afdruipels contactlenzeshouder.
- Reinig de lenzen door ze voorzichtig 10-15 seconden met uw wijsvinger in de palm van uw andere hand schoon te wrijven.
- Spoel de lenzen af met contactlensvloeiost.
- Vul de lenshouder met verse contactlensvloeiost.
- Plaats de lenzen in de lenshouder en bewaar ze daarin minstens 6 uur voor desinfectie.
- Haal de lenzen na de desinfectiecyclus uit de lenshouder.
- Spoel de lenzen af met contactlensvloeiost.
- Zet de lenzen in uw ogen.
- Spoel de lenshouder met contactlensvloeiost af en laat de lenshouder aan de lucht drogen.
- Herhaal de stappen voor desinfectie wanneer de lenzen voor een periode langer dan 7 dagen niet gebruikt zijn of in de lenshouder bewaard zijn.
- De druppelaar niet aanraken om verontreiniging van de vloeiost te voorkomen.
- Sluit direct na gebruik de fles goed af.
- Vervang de lenshouder regelmatig om infecties door verontreiniging te voorkomen.

Bewaarcondities

- Gebruik de vloeiost binnen 3 maanden na opening.
- Buiten bereik van kinderen houden (zie afbeelding 1).
- Bewaar de vloeiost in de originele verpakking.

Waarschuwingen en contra-indicaties

- Gebruik de contactlensvloeiost niet als u allergisch bent voor één van de bestanddelen.
- Stop het dragen van contactlenzen bij irritatie of bij een ooginfectie en raadpleeg een arts.
- Indien u oogmedicatie krijgt voorgeschreven, raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist voordat u de medicatie in combinatie met contactlenzen gaat gebruiken.
- Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd (zie afbeelding 2).
- Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum.
- Wijzig niet van contactlensverzorgingssysteem zonder overleg met uw contactlensspecialist.
- Eenmaal gebruikte contactlensvloeiost in de lenshouder niet hergebruiken.
- Gebruik nooit kraanwater als alternatief voor contactlensvloeiost.
- Stop het gebruik van dit product en informeer de fabrikant en de nationale gezondheidsautoriteiten wanneer u een ernstig gezondheidsprobleem ervaart in verband met dit medisch hulpmiddel.

DE All-in-One-Lösung mit Hyaluronat

Reinigen, Entfernen von Proteinablagerungen, Desinfizieren, Spülen, Aufbewahren, Einsetzen und Befeuchten. Für weiche Kontaktlinsen.

Für empfindliche Augen empfohlen.

Enthält Hyaluronat, das die Befeuchtung der Kontaktlinsen verstärkt und die Verträglichkeit beim Tragen der Kontaktlinsen durch seine viskoelastischen Eigenschaften verbessert. Die Lösung besetzt die Kontaktlinsen aufgrund ihrer Wasseranziehungsfähigkeit nicht nur nach dem Einsetzen, sondern auch über den ganzen Tag. Sie unterstützt dadurch den Tragekomfort der Kontaktlinsen und verringert Reizungen und Trockenheit der Augen. Die Charakteristika der Hornhaut und ihrer umgebenden Gewebe in Bezug auf den Säuregrad wurden bei der Entwicklung dieser Lösung berücksichtigt; daraus ergab sich ein Produkt mit den entsprechenden Merkmalen. Sterile Herstellung.

Zusammensetzung:

POLYQUATERNIUM 0,00065 %, PHMB 0,00002 %, HYALURONAT, NATRIUMCHLORID, EDTA, POLOXAMER, BORAX/BORSÄURE, GEREINIGTES WASSER.

Vorsichtshinweise und Anweisungen für den Gebrauch

- Vor der Entnahme der Kontaktlinsen aus den Augen oder aus dem Linsenbehälter Hände sorgfältig waschen. Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.
- Nicht anwenden, wenn die Verschlussicherung vor dem ersten Gebrauch beschädigt ist. Bei einer Öffnung der Verschlussicherung reißt das Garantiesiegel auf.
- Linsen unmittelbar nach ihrer Entnahme mit ein paar Tropfen der Kontaktlinsenlösung reinigen.
- Das Reinigen der Linsen erfolgt durch vorsichtiges Reiben mit dem Zeigefinger in der Handfläche der anderen Hand für 10–15 Sekunden.
- Die Linsen mit der Kontaktlinsenlösung spülen.
- Füllen Sie Ihren Kontaktlinsenbehälter mit frischer Kontaktlinsenlösung.
- Legen Sie die Linsen zur Desinfektion in den Kontaktlinsenbehälter und bewahren Sie sie mindestens 6 Stunden darin auf.
- Nach der Desinfektionsphase die Linsen aus dem Kontaktlinsenbehälter herausnehmen.
- Die Linsen mit der Kontaktlinsenlösung spülen.
- Die Kontaktlinsen in die Augen einsetzen.
- Spülen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit Kontaktlinsenlösung und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- Wiederholen Sie die Desinfektionsschritte, wenn die Kontaktlinsen für länger als 7 Tage unbenutzt im Kontaktlinsenbehälter aufbewahrt wurden.
- Die Tropfspitze der Flasche nicht berühren, da die Lösung sonst kontaminiert werden kann.
- Die Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.
- Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter regelmäßig aus, um eine Infektion durch Kontamination zu vermeiden.

Lagerungsbedingungen

- Innerhalb von 3 Monaten nach Anbruch verbrauchen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren (siehe Abbildung 1).
- Die Lösung in der Originalverpackung aufbewahren.

Warnhinweise und Gegenanzeigen

- Nicht anwenden, wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe sind.
- Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht weiter, wenn bei Ihnen eine Augenreizung auftritt oder wenn Sie eine Augeninfektion haben, und fragen Sie einen Arzt um Rat.
- Wenn Ihnen Medikamente zur Behandlung Ihrer Augen verschrieben wurden, fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten um Rat, bevor Sie das Medikament in Kombination mit der Lösung am Auge anwenden.
- Nicht anwenden, wenn die Packung beschädigt ist (siehe Abbildung 2).
- Nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
- Ändern Sie Ihr Kontaktlinsensystem nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten.
- Ersetzen Sie im Kontaktlinsenbehälter verbleibende Lösung immer durch frische Lösung.
- Verwenden Sie niemals Leitungswasser als Alternative für die Kontaktlinsenlösung.
- Wenden Sie das Produkt nicht weiter an und informieren Sie den verantwortlichen Hersteller und die nationale Gesundheitsbehörde, wenn bei Ihnen in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegendes gesundheitliches Problem auftritt.

